



# Sehtest mit Landolt-Ringen




Normalentfernung [m]

Visus bei Prüferentfernung = 2 m




# Sehtest mit Landolt-Ringen




Normalentfernung [m]

Visus bei Prüferentfernung = 2 m




# Sehtest mit Landolt-Ringen




Normalentfernung [m]

Visus bei Prüferentfernung = 2 m






# Sehtest mit Landolt-Ringen



Normalentfernung [m]

Visus bei Prüferentfernung = 2 m



# Gitter zum regelmäßigen Überprüfen der Netzhaut auf unregelmäßige Projektionen

